

**PHILIPS**

RESPIRONICS

EverFlo

# Die Sauerstofftherapie war noch nie so einfach

Sauerstoffkonzentrator **EverFlo**

Der kleine, leichte Sauerstoffkonzentrator EverFlo von Respirationics beeindruckt Versorgungsträger und Patienten zugleich. Durch sein schlankes, ergonomisches Design lässt er sich leichter verstauen, transportieren und tragen als herkömmliche Konzentratoren. Er gehört zudem zu den leisesten und energiesparendsten Geräten auf dem Markt. Wartungsarme Filter, ein robuster Sauerstoffauslass aus Metall und weniger bewegliche Teile als bei anderen Konzentratoren gewährleisten einen zuverlässigen, problemlosen Betrieb.





Integrierter Griff für leichten Transport mit einer oder beiden Händen



Halter für Befeuchterflasche kompatibel mit allen Flaschenformen



Aufbewahrung von Ersatzschläuchen im Gerät



Robuster Metallkanülenanschluss



Eingelassenes Flowmeter reduziert die Gefahr einer Beschädigung



Bedienfläche mit Ein-/Ausshalter und Alarmanzeigen

## Produktspezifikationen

	<b>Standardversion</b>	<b>Version für Deutschland</b>
Stromversorgung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Durchfluss	0,5-5 Liter pro Min.	0,5-5 Liter pro Min.
Geräuschpegel	43 dBA	<40 dBA
Sauerstoffkonzentration	90 % - 96 %	87 % - 96 %
Gewicht	15 kg	15 kg
Abmessungen (HxBxT)	580 mm, 380 mm 240 mm	580 mm, 380 mm 240 mm
SPA (Sauerstoffprozent- anzeige) Alarmstufen	Sauerstoff niedrig: 82 %, Sauerstoff sehr niedrig: <70 %	Sauerstoff niedrig: 82 %, Sauerstoff sehr niedrig: <70 %
Filterwechsel	Luftinlassfilter: 2 Jahre Bakterienfilter (Micro Disc): nach Bedarf	Luftinlassfilter: 2 Jahre Bakterienfilter (Micro Disc): nach Bedarf
Stromverbrauch	<300 W	<300 W
Artikelnummer	1020006 Europa 1020017 Schweiz	1020007 Deutschland

Philips Respironics und EverFlo sind Marken von Koninklijke Philips N.V. und verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte besuchen Sie uns unter [www.philips.de/respironics](http://www.philips.de/respironics)

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.  
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern  
oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder  
Verpflichtung einzustellen.

Broudy AM 3/15/16 MCI 4107279 PN 1039009



Philips Respironics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668 USA  
[www.philips.de/respironics](http://www.philips.de/respironics)