

Mechanischer In-/Exsufflator

RespiClear®



Touch-Screen

- Rampe
- Vibrationen
- 5 Voreinstellungen
- besonders geräuscharm
- Möglichkeit der Flow-Limitierung
- schnelle Umschaltzeiten < 0,1 sec.

RespiClear®

Technische Daten

Produktklasse nach
EG-Richtlinie 93/42/EWG

IIa

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
Schutzgrad: B
Schutzart: IP21
Einhaltung der Norm: DIN EN 60601-1:2007

Elektrischer Anschluss

Wechselspannung: 100 - 240 V AC automatisch,
50 - 60 Hz, Toleranz -15 % bis +10 %
Gleichspannung: 24 V DC / 5 A,
Toleranz jeweils -15 % bis +25 %

Leistung

Maximale Leistung: 215 VA / 135 W

Betrieb

Dauerbetrieb

Arbeitsbereich

Manuell, AUTO:
+70 hPa bis -70 hPa

Umgebungsbedingungen

Betrieb
Temperatur: +5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit: 15 % RH bis 95 % RH
Luftdruck: 700 hPa bis 1200 hPa

Lagerung und Transport

Temperatur: -20 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit: 15 % RH bis 95 % RH
Luftdruck: 500 hPa bis 1200 hPa

Abmessungen (BxHxT)

35 x 31 x 15 cm

Gewicht

4,5 kg

Luftfilterung

Filterstandzeit: 12 Monate

Artikelliste

20100020	RespiClear inkl. Tasche, Fernbedienung, Beatmungsschlauchsystem (150 cm, 22 mm) mit geräteseitigem Filter, Netzkabel	40400040	Netzkabel
201000	Beatmungsschlauchsystem (150 cm, 22 mm) mit geräteseitigem Filter	40400142	Akku
32000009	Transporttasche	40400152	Ladegerät für Akku 40400142
32100001	Fernbedienung	40400162	Akkupack (Akku und Ladegerät)
32100002	Fußschalter	40000210	Gebrauchsanleitung
32100003	Filter		

RoHS-2 (2011/65 EU)
Richtlinie

CE 0482




FLO Medizintechnik GmbH

Westthoyeler Str. 25 | 49326 Melle

Telefon + 49 (0) 5226 - 98 30 47 | Fax + 49 (0) 5226 - 98 78 75
E-Mail info@flo-medizintechnik.de | www.flo-medizintechnik.de

Ihr Fachhändler



Ist Ihr Vertriebspartner für

• invasive und nicht-invasive Heimbeatmung • Sekretmobilisation

Lochhamer Schlag 5 | 82166 Gräfelfing

Telefon + 49 (0) 89 / 898 786 58 | Fax + 49 (0) 3212 / 898 786 8
E-Mail info@respittec.de | www.respittec.de